

Instructie Fresnel prisma kleven

Last Modified on 17/01/2020 7:41 am EST

<https://www.youtube.com/watch?v=5snN-NQIWLQ>

Instructie Fresnel prisma aanbrengen

- Een prismafolie of plakprisma kan d.m.v. water op de binnenkant van het brillenglas "geplakt" worden.
- Aftekenen kan d.m.v. een speciale grafietvet potlood en daarna 1 mm. kleiner uitknippen.
- Het op maat maken gebeurt met bijv. een scherpe huishoudschaar, netjes knippen, bevochtigen, aandrukken/ plakken en klaar om te kijken.

Schoonmaakinstructie

- De folie behoeft voor het schoonmaken niet verwijderd te worden.
- Bril dagelijks afspoelen onder stromend lauw water.
- Als er zich na het schoonmaken nog vuil op de lens bevindt, kunt u met behulp van een zachte borstel de groeven schoonmaken.
- Droog al deppend af met een zachte, niet pluizende doek.
- Gebruik geen alcoholhoudende reinigingsartikelen.

Montage van prisma folie

- Aanbrengen van een folie op droge niet gereinigde glazen kan krassen of beschadigen veroorzaken.
- Spoel daarom uw bril eerst af onder een stromende koud water kraan om zand, stof en andere vuildeeltjes te verwijderen.

Overige tips

- De folie heeft een gladde en een geribbelde zijde, de gladde zijde is de 'adhesie kleefkant';
- Vermijd blootstelling aan stof, vuil of vet gedurende de bevestiging op het glas;
- Teken het doorblikpunt van het oog op de voorkant van het glas af.
- Plaats de nog ronde folie met de gladde kant aan de binnenkant van het glas. het optisch centrum moet gelijk staan aan de markering die u heeft aangebracht op het glas en let op de juiste basis richting.
- Behandel de glazen met de bevestigde prisma de eerste 24 uur voorzichtig, eventuele grijze verkleuringen verdwijnen als het resterende water volledig is opgedroogd;
- Gebruik nooit bijtende vloeistoffen als aceton of alcohol om de Fresnel lens te (her) bevestigen of schoon te maken;
- Het prisma mag na het op maat knippen of snijden niet het glas of het montuur overlappen omdat er dan lucht tussen dringt.